

トレポネーマ抗体キット

製造販売承認番号 21400AMZ00554000

アキュラスオート TP抗体 (梅毒) -A

- ▶ リコンビナント抗原を使用しています
- ▶ 確認試験が行えます
- ▶ 標準液の濃度が一定です (ロット変更時に表示値を装置に再入力する必要がありません)

統一商品コード	品名	識別記号	規格	貯蔵方法	有効期間
326053926	アキュラスオート TP抗体 (梅毒)-A	R-I 緩衝液 R-II ラテックス試液	23 mL } × 2 7.5 mL }	2~8°C保存	1年間
326055715	アキュラスオート TP抗体 (梅毒)-A HLS	R-I 緩衝液 R-II ラテックス試液	34.0 mL } × 2 14.2 mL }		
326062461	アキュラスオート TP抗体 (梅毒)-A (55)	R-I 緩衝液 R-II ラテックス試液	19 mL } × 2 9 mL }		

<別売品>

統一商品コード	品名	規格	貯蔵方法	有効期間
326047352	アキュラスオート TP抗体 (梅毒) 標準液「定量試験用」	2 mL × 5濃度	2~8°C保存	1年間
326047369	アキュラスオート TP抗体 (梅毒) 標準液「定性試験用」	2 mL × 2濃度		
326047383	アキュラスオート TP抗体 (梅毒) 陽性コントロール	2 mL × 2濃度		
326081059	アキュラスオート TP抗体 (梅毒) 陰性コントロール	2 mL × 1		
326047376	アキュラスオート TP抗体 (梅毒) 確認用抗原液	10 μL × 10		

非トレポネーマ脂質抗体キット

製造販売承認番号 22900EZ00057000

アキュラスオート RPR

- ▶ 測定範囲は 0.5~20.0 R.U.です
- ▶ 2~8°C保存で1年間安定です

統一商品コード	品名	識別記号	規格	貯蔵方法	有効期間
326076178	アキュラスオート RPR	(20)	R-I 緩衝液 R-II ラテックス液	20 mL } × 2 11 mL }	2~8°C保存
326076161	アキュラスオート RPR	HLS	R-I 緩衝液 R-II ラテックス液	34.0 mL } × 2 19.0 mL }	
326080335	アキュラスオート RPR	(55)	R-I 緩衝液 R-II ラテックス液	18 mL } × 2 11 mL }	

<別売品>

統一商品コード	品名	規格	貯蔵方法	有効期間
326076192	RPR標準血清	1mL × 5濃度	2~8°C保存	6ヶ月間
326076208	RPRコントロール	2mL × 2濃度 × 3		

製造販売元

株式会社シノテスト
 神奈川県相模原市南区大野台4-1-93
<https://www.shino-test.co.jp>

《問い合わせ先》

株式会社シノテスト カスタマーサポート
TEL 0120-66-1141 **FAX** 042-753-1892